

ARTROZAMM



INDICAÇÃO

- Irrigação de alto fluxo em procedimentos de abordagem artroscópica e cirurgias urológicas.

DESCRIÇÃO

- Equipo de PVC cristal em duas ou quatro vias, com diâmetro de 1/4". Cada via oferece ponta perfuradora, tampa e pinça corta-fluxo.
- Conector de PVC cristal em sua extremidade.
- Conector opcional luer lock.
- Livre de látex.
- Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
81003	ARTROZAMM 2 VIAS	E, 1/4" x 2,0m, com luer lock	10216350113	25
81006	ARTROZAMM 4 VIAS	E, 1/4" x 2,0m, com luer lock	10216350113	18
81007	ARTROZAMM 4 VIAS	E, 1/4" x 2,0m, sem luer lock	10216350113	18

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.

SV Sem Válvula
 E Estéril
 NE Não estéril
 V Com Válvula