

## AVAZAMM



### INDICAÇÃO

- Aspiração das vias aéreas através de cateter de aspiração, sistema fechado de aspiração ou broncoscopia.
- Aspiração gástrica ou enteral através de endoscopia ou colonoscopia.

### DESCRIÇÃO

- Frasco rígido de PVC cristal, graduado em 50/50ml.
- Disponível em 500ml, 1.000ml e 2.000ml.
- Válvula antirrefluxo com filtro bacteriológico.
- Livre de látex.
- Esterilizado em ETO ou não estéril.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
1425	KIT AVAZAMM 2000ml AR PLUS	NE, V, Paciente 1/4" x 3,0m, Vácuo 3/32" x 0,80m	10216350070	10
1440	KIT AVAZAMM 1000ml AR PLUS	E, V, Paciente 3/16" x 1,20m, Vácuo 3/16" x 0,50m	10216350091	20
1442	KIT AVAZAMM 1000ml 3 VIAS AR PLUS	E, V, Paciente 1/4" x 1,50m (em Y), Vácuo 1/4" x 0,20m	10216350091	15
1444	KIT AVAZAMM 1000ml AR PLUS	NE, V, Paciente 3/16" x 1,20m, Vácuo 3/16" x 0,50m	10216350070	25
1447	KIT AVAZAMM 1000ml 2 VIAS AR PLUS	E, V, Paciente 1/4" x 1,50m, Vácuo 3/16" x 1,50m	10216350091	15
1485	KIT AVAZAMM 1000ml AR PLUS	E, V, Paciente 3/16" x 2,50m, Vácuo 3/16" x 2,50m	10216350091	15
1492	KIT AVAZAMM 500ml AR PLUS	NE, V, Paciente 3/16" x 1,50m, Vácuo 3/16" x 0,80m	10216350070	30
1495	KIT AVAZAMM 500ml AR PLUS	E, V, Paciente 3/16" x 1,50m, Vácuo 3/16" x 0,80m	10216350091	25

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.

SV Sem Válvula  
 E Estéril  
 NE Não estéril  
 V Com Válvula