

BRONCOZAMM



INDICAÇÃO


- Coleta de amostra de secreção traqueal e/ou lavado broncoalveolar por meio de aspiração direta ou broncoscopia.

DESCRIÇÃO

- Frasco coletor de PVC cristal, graduado a cada 10 ml.
- Capacidade de 120 ml.
- Acompanha etiqueta adesiva para identificação do paciente e da amostra coletada.
- Livre de látex. Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
1451	BRONCOZAMM	Broncozamm 120ml e 0,15m	10216350096	5/20/40

DRENOSUCZAMM



INDICAÇÃO

- Aspiração em grandes cavidades, cirurgias ortopédicas e afastamento de órgãos.

DESCRIÇÃO

- Ponteira rígida ou flexível acompanhada por extensão de PVC com 3m.
- Material atóxico e descartável.
- Livre de látex.
- Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
1230	DRENOSUCZAMM EXTRA	E, 20/8 x 3,0m	10216350054	30
1222	DRENOSUCZAMM SOFT LONGO 18/7	E, 18/7 x 3,0m	10216350054	30

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.

SV Sem Válvula
 E Estéril
 NE Não estéril
 V Com Válvula

Zammi Instrumental EIRELI

Rua Bernardo de Vasconcelos, 992 Parque Santa Lúcia, Duque de Caxias - RJ CEP: 25251-300
 CNPJ: 30.450.803/0001-09 - Inscrição Estadual: 82340777
 Tel.: 21 2677-1500 | 11-5574-5767 | zammi@zammi.com.br | www.zammi.com.br