

EXTENSÃO



INDICAÇÃO

- Extensão para procedimentos cirúrgicos de lipoaspiração.

DESCRIÇÃO

- Extensão de PVC de 3/8" com 3m de comprimento.
- Conectores liso em PVC nas extremidades.
- Livre de látex.
- Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
9753	EXTENSÃO HOSPITALAR CC - 9,5 mm - 3,0 m	E, 9,5mm, 3,0m, conector liso	10216359002	20

EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO



INDICAÇÃO

- Tubo de pvc para intermediar dispositivos médicos às linhas de oxigênio.

DESCRIÇÃO

- Extensão de PVC cristal, na cor verde, 3/16".
- Em 1,5m, 2,0m ou 3,0m de comprimento.
- Conectores de PVC flexível de 1/4" nas extremidades.
- Livre de látex.
- Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
9565	EXTENSÃO HOSPITALAR OX 4,7mm - 1,5m	E, 4,7mm, 1,5m com conector liso	10216359002	120
9566	EXTENSÃO HOSPITALAR OX 4,7mm - 2,0m	E, 4,7mm, 2,0m com conector liso	10216359002	110

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.

SV	Sem Válvula
E	Estéril
NE	Não estéril
V	Com Válvula

Zammi Instrumental EIRELI

Rua Bernardo de Vasconcelos, 992 Parque Santa Lúcia, Duque de Caxias - RJ CEP: 25251-300
 CNPJ: 30.450.803/0001-09 - Inscrição Estadual: 82340777
 Tel.: 21 2677-1500 | 11-5574-5767 | zammi@zammi.com.br | www.zammi.com.br

EXTENSÃO IVL



INDICAÇÃO

- Insuflador de CO2 para videolaparoscopia.

DESCRIÇÃO

- Extensão de PVC cristal atóxico, com 1/4" e 3m de comprimento.
- Filtro para barreira bacteriana e viral.
- Livre de látex.
- Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
8721	EXTENSÃO IVL	E, 1/4" x 3,0m e conector flexível	10216350093	25

EXTENSÃO PARA CENTRO CIRÚRGICO



INDICAÇÃO

- Indicado para aspiração.

DESCRIÇÃO

- Extensão de PVC cristal transparente atóxico em grau médio, em diferentes diâmetros e comprimentos.
- Conectores de PVC flexível em suas extremidades.
- Livre de látex.
- Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
9532	EXTENSÃO HOSPITALAR CC 5,6mm - 2,0 m	E, 5,6mm, 2,0m, conector graduado	10216359002	80
9543	EXTENSÃO HOSPITALAR CC 5,6mm - 3,0 m	E, 5,6mm, 3,0m, conector graduado	10216359002	60
9544*	EXTENSÃO HOSPITALAR CC 6,4mm - 3,0 m	E, 6,4mm, 3,0m, conector graduado	10216359002	50
9553	EXTENSÃO HOSPITALAR CC 5,6mm - 6,0 m	E, 5,6mm, 6,0m, conector graduado	10216359002	25
9563	EXTENSÃO HOSPITALAR CC 5,6mm - 4,0 m	E, 5,6mm, 4,0m, conector graduado	10216359002	50
9753	EXTENSÃO HOSPITALAR CC 9,5 mm - 3,0m	E, 9,5mm, 3,0m, conector liso	10216359002	20

*Sob encomenda: mínimo de 4.200 unidades.

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.

SV Sem Válvula
 E Estéril
 NE Não estéril
 V Com Válvula

Zammi Instrumental EIRELI

Rua Bernardo de Vasconcelos, 992 Parque Santa Lúcia, Duque de Caxias - RJ CEP: 25251-300
 CNPJ: 30.450.803/0001-09 - Inscrição Estadual: 82340777
 Tel.: 21 2677-1500 | 11-5574-5767 | zammi@zammi.com.br | www.zammi.com.br