

PERFUZAMM 2 VIAS



INDICAÇÃO

- Perfusão de órgãos para transplante.

DESCRIÇÃO

- Equipo de PVC em duas vias, com diâmetro 1/4", pontas perfurantes mais tampas protetoras e pinça corta fluxo reguladora em cada uma das vias.
- Câmara gotejadora e conector em PVC em sua extremidade.
- Livre de látex.
- Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
8130	PERFUZAMM 2 VIAS	E	10216350080	20

IRRIGAZAMM C



INDICAÇÃO

- Acessório para auxiliar em procedimentos que necessitam de irrigação com soluções (soro fisiológico, água destilada) em bolsas de sistema fechado.

DESCRIÇÃO

- Comprimento: 20 cm.
- Livre de látex.
- Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
8125	IRRIGAZAMM C	E, 20 cm	10216350077	250

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.

SV Sem Válvula
 E Estéril
 NE Não estéril
 V Com Válvula

Zammi Instrumental EIRELI

Rua Bernardo de Vasconcelos, 992 Parque Santa Lúcia, Duque de Caxias - RJ CEP: 25251-300
 CNPJ: 30.450.803/0001-09 - Inscrição Estadual: 82340777
 Tel.: 21 2677-1500 | 11-5574-5767 | zammi@zammi.com.br | www.zammi.com.br