

## PLEUROZAMM



### INDICAÇÃO

- Controle da pressão negativa constante e programada para reexpansão pulmonar.

### DESCRIÇÃO

- Frasco aspirador para de PVC cristal rígido com capacidade de 1.500ml, graduado de 50/50ml e centimetrado.
- Livre de látex.
- Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
3415	PLEUROZAMM	E, SV, 3 vias	10216359004	16

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.

SV Sem Válvula  
E Estéril  
NE Não estéril  
V Com Válvula

#### Zammi Instrumental EIRELI

Rua Bernardo de Vasconcelos, 992 Parque Santa Lúcia, Duque de Caxias - RJ CEP: 25251-300  
CNPJ: 30.450.803/0001-09 - Inscrição Estadual: 82340777  
Tel.: 21 2677-1500 | 11-5574-5767 | zammi@zammi.com.br | www.zammi.com.br