

## TOROZAMM



### INDICAÇÃO

- Coleta de drenagem torácica.

### DESCRIÇÃO

- Frasco de PVC cristal rígido, graduado a cada 50ml, com capacidade de 500ml, 1.000 e 2.000 ml.
- Tampa de rosca rápida com 3 vias. Via do paciente com indentificação, extensão de PVC cristal com 1,20m, pinça plana corta-fluxo e espiral plástico para impedir o acotovelamento da extensão que alcança o fundo do frasco (selo d'água).

- Segunda via aberta para o ambiente, também servindo como extensão do dreno. Terceira via fechada.
- Livre de látex.
- Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
6200	TOROZAMM S 500ml PVC	E, Selo d'água, Paciente 5/16" x 1,20m	10216350066	12
6400	TOROZAMM S 1000ml PVC	E, Selo d'água, Paciente 5/16" x 1,20m	10216350066	60
6601	TOROZAMM S 2000 ml PVC	E, Selo d'água, Paciente 5/16" x 1,20m	10216350066	32

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.

SV Sem Válvula  
 E Estéril  
 NE Não estéril  
 V Com Válvula

#### Zammi Instrumental EIRELI

Rua Bernardo de Vasconcelos, 992 Parque Santa Lúcia, Duque de Caxias - RJ CEP: 25251-300  
 CNPJ: 30.450.803/0001-09 - Inscrição Estadual: 82340777  
 Tel.: 21 2677-1500 | 11-5574-5767 | zammi@zammi.com.br | www.zammi.com.br